



Varenummer 228713

KOL Screenings apparat, Vitalograph, copd-6 bt, bluetooth

Produktbeskrivelse

Lille handy instrument til dianosticering af KOL. Måler bl.a. KOL sværhedsgraden samt lungealder. Mulighed for overførsel til PC via bluetooth.

Specifikationer

Produktbetegnelse	KOL Screenings apparat
Varemærke	Vitalograph
Features	Copd-6 bt, bluetooth
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.8 cm	14.7 cm	9 cm	5099169403505