



Varenummer 228745

Micro Spirometer, Vitalograph, micro, hvid, kompakt, letvægts- og håndholdt model med Fleisch teknologi



Produktbeskrivelse

Vitalograph micro er det ideelle valg, hvor hurtig nøjagtig spirometrimåling er påkrævet, specielt i miljøer, hvor mobilitet er vigtig. Vitalograph anvender den samme højtydende målingsteknologi, der bruges i hele Vitalograph-serien. Mulighed for valg af flere parametre, såsom FVC, FEV1, PEF, FVC/FEV1, FEV6 etc. De nye GLI forudsagte værdier og Z-Scores er indbygget. Testresultaterne og kurverne vises i farver på berøringskærmen og kan om nødvendigt downloades som en PDF til udskrivning, arkivering og manuel upload. Software og usb-kabel medfølger. Bruger 4 x 1,5V AAA batterier. Det anbefales at anvende Bacterial Viral Filters (BVF™) i forbindelse med undersøgelserne. Øverste del af spirometeret kan aftages og desinficeres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Micro Spirometer
Varemærke	Vitalograph
Model	Micro
Farve	Hvid
Features	Kompakt, letvægts- og håndholdt model med Fleisch teknologi
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.5 cm	13.5 cm	5.8 cm	5099169633100



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

