

Vitalograph Micro

Spirometer

Spirometer

Pålidelig og prisbillig spirometri er lettere end nogensinde med den nye Vitalograph Micro.

Den er kompakt, letvægts og håndholdt, samt pakket med et væld af funktioner, herunder farve touch skærm, ikon-menu samt meget præcis og robust flowsensorteknologi.

Funktioner:

- Valg af over 40 parametre
- Forventede indstillinger inkludere ERS, NHANES og GLI
- Aftagelig flowhoved for let rengøring
- Leveres med Vitalograph rapport software
- Konfigurerbar PDF rapporter til arkivering og print
- Farve touch skærm
- Klar lyd gengivelse for audio feedback
- Realtids testkvalitetsklarmeldinger
- Flow/volumen og volumen/tid kurver i realtid
- Udvidelse af grafer for helvisning
- Display overlejrer de 3 bedste pust, bedste test og LLN
- Simpel ikon-menu for et lettere overblik
- Præ- og postbronkial dilatation testmuligheder



Nettostørrelse:	83mm x 91mm x 32mm
Nettovægt:	0,25 kg
Max test varighed:	90 sekunder
Max vist volumen:	10L
Volume præcision:	bedre end +/- 3% (eller 0,05L)
Anbefalet driftstemp.:	17-37°C
Info	Bruger 4 x 1,5V AAA batteri, og leveres med et mini USB kabel.

■ Spirometer og mundstykke



Varenr.	Produkt
228745	Spirometer
224434	Mundstykke

Overholder direktivet 2007/47/EC for CE-mærkning, og er produceret under ISO 13485:2003