

Varenummer 228746

Sænkingsrør, BD Vacutainer Seditainer, 1,8 ml, sort, med natriumcitrat (0,105 M)



## Produktbeskrivelse

BD Seditainer rørene er beregnet til blodsedimentering (sækning) i automatiseret udstyr.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sænkingsrør                                                  |
| Varemærke                        | BD Vacutainer                                                |
| Vareserie                        | Seditainer                                                   |
| Farve                            | Sort                                                         |
| Features                         | Med natriumcitrat (0,105 M)                                  |
| Rumindhold, brutto               | 1.8 ml                                                       |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                                      |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                                      |
| Holdbarhed                       | 1 år                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|--------|---------|---------|----------------|
| kll   | 1000 stk   | 57 cm  | 18.5 cm | 30.5 cm | 50382903666763 |
| pk    | 100 stk    | 18 cm  | 15 cm   | 11 cm   | 30382903666769 |
| stk   | 1 stk      |        |         |         |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.