

Varenummer 228752

Flow næse, Vitalograph, hvid, plast

Produktbeskrivelse

Adapter med plastiknet til Vitalograph micro spirometer. Yderste del mellem engangs mundstykke og flowhoved.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Flow næse
Varemærke	Vitalograph
Farve	Hvid
Materiale	Plast
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	7.5 cm	4 cm	4 cm	
stk	1 stk				