


Varenummer 228769

## Trådstativ, hvid, metal/PE, 4x10 huller, hul Ø 18 mm



### Produktbeskrivelse

Anvendes som stativ til blodprøvetagningsrør/centrifugerør og analyserør. Stativet er lavet af nylonovertrukket metaltråd, må ikke autoklaveres, men rengøres med klud/opvaskemaskine.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Trådstativ
Farve	Hvid
Features	4x10 huller, hul Ø 18 mm
Materiale	PE, metal
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.5 cm	9.3 cm	9 cm	