

Varenummer 228773

Iltmaske, Hudson, 2,1 meter slange, voksen



Produktbeskrivelse

Hudson aflang iltmaske til medium ilt koncentration, med næseklemme som sikre optimal pasform.
Afrundede kanter på masken som betyder at masken er behaglig at have på og reducerer risiko for trykmærker.
Justerbar elastik.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltmaske
Varemærke	Hudson
Features	2,1 meter slange, voksen
Materiale	DEHP, PVC
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	39.5 cm	25 cm	25.7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater