

Varenummer 228784

Blodprøvetagningsglas, citrat, BD Vacutainer, 4,5 ml, blå, glas, med Hemogard™ lukning



Produktbeskrivelse

Citratrør Anvendes til koagulationsanalyse, med additiv: natriumcitrat (0,129m)/citratabuffer natriumcitrat 1:9. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummipropen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, citrat
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Blå
Features	Med Hemogard™ lukning
Materiale	Glas
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	4.5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	9 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	18 cm	15 cm	8.5 cm	30382903677147
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.