



Varenummer 228789

## Iltmaske, højkoncentration, 2 sideventiler, med reservoirpose, slange 2,1 meter, voksen

### Produktbeskrivelse

Anvendes til iltbehandling ca. 10 liter pr. min. Blød maske med næseklemme af metal. Masken har to sideventiler. Dermed trækker patienten vejret i ren ilt og opnår den højeste mulige iltkoncentration.



### Specifikationer

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse            | Iltmaske                                                                         |
| Features                     | Højkoncentration, 2 sideventiler, med reservoirpose, slange 2,1 meter, voksen    |
| Materiale                    | PVC, DEHP                                                                        |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIa                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner     | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt     | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 50 stk     | 41.3 cm | 36.5 cm | 32.5 cm |                |
| pk    | 10 stk     | 39 cm   | 36 cm   | 9 cm    | 26945099301134 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)  
ftalater