



Varenummer 228791

Blodprøvetagningsglas, BD Vacutainer, 4 ml, rød, plast, med Silika (clot-aktivator) og Hemogard™ lukning



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Serumrør er tilsat clot-aktivator og anvendes til veneblodprøvetagning. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummipropen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Rød
Features	Med Silika (clot-aktivator) og Hemogard™ lukning
Materiale	Plast
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	4 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	43.4 cm	18.7 cm	31 cm	50382903690324
pk	100 stk	18 cm	15.2 cm	8.7 cm	30382903690320
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.