



Varenummer 228792

Blodprøvetagningsglas, citrat, BD Vacutainer, 2,7 ml, lyseblå, plast

✓ Med additiv: natriumcitrat (0,129m)/citratbuffer natriumcitrat 1:9.



Produktbeskrivelse

Anvendes til koagulationsstudier. Ny rørteknologi der minimerer rørets dødvolumen og derved forbundet trombocytaktivering for at optimere APTT-monitorering af ufraktionerede heparin-patienter. Med additiv: natriumcitrat (0,129m)/citratbuffer natriumcitrat 1:9.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, citrat
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Sekundær farve	Lyseblå
Materiale	Plast
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	2.7 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	9 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	10 pk	43.4 cm	18.7 cm	31 cm	50382903630795
pk	100 stk	17.8 cm	15.5 cm	8.5 cm	30382903630487



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.