

Varenummer 228793

Sænkingsrør, BD Vacutainer Seditainer, 5 ml, plast, med natriumcitrat (0,105 M), konventionel prop



Produktbeskrivelse

Anvendes til at måle erythrocytternes sænkingshastighed (ESR). Aflæses manuelt via BD Seditainer stativet efter 60 min.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sænkingsrør
Varemærke	BD Vacutainer
Vareserie	Seditainer
Features	Med natriumcitrat (0,105 M), konventionel prop
Materiale	Plast
Rumindhold, brutto	5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	21 cm	18 cm	11.5 cm	50382903666664
pk	100 stk	20.5 cm	17.5 cm	11 cm	30382903666660
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.