



Varenummer 228795

## Blodprøvetagningsglas, serumrør, BD Vacutainer, 3,5 ml, gul, plast, med Hemogard lukning

- ✓ Med Silika clot-aktivator og ekstra robust gel der tillader korte centrifugeringstider på 5 min.



### Produktbeskrivelse

BD Vacutainer SST II Advance serumseparationsrør til veneblodprøvetagning – med Silica clot-aktivator og ekstra robust separationsgel der tillader korte centrifugeringstider på 5 min. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, serumrør
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Gul
Features	Med Hemogard lukning
Materiale	Plast
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	3.5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	43.5 cm	19 cm	31 cm	
pk	100 stk	18 cm	15 cm	8.5 cm	50382903679572
stk	1 stk				30382903679578



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.