



Varenummer 228796

Blodprøvetagningsglas, heparin, BD Vacutainer, 3 ml, mintgrøn, plast, plasma separationsrør, med Hemograd lukning

✓ Med additiv: lithiumheparin (størkn.akt.)/gel



Produktbeskrivelse

Anvendes til kemiske plasma bestemmelser. Silicagelen danner en barriere mellem den størknede prøve og serummet efter centrifugering. Med additiv: lithiumheparin (størkn.akt.)/gel. Hemograd™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, heparin
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Sekundær farve	Mintgrøn
Features	Plasma separationsrør, med Hemograd lukning
Materiale	Plast
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Vægt, netto	6 g
Vægt, brutto	7 g
Rumindhold, brutto	3 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	43 cm	19.1 cm	30.4 cm	
pk	100 stk	18 cm	15.7 cm	8.7 cm	
stk	1 stk				30382903673743



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.