



Varenummer 228797

Blodprøvetagningsglas, K3EDTA, BD Vacutainer, 3 ml, lilla, plast, med Hemogard lukning



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer EDTA-rør bruges til fuldblods- eller EDTA-plasmaprøver. Indeholder K3EDTA, som fungerer som koagulant. Forskellen mellem K2EDTA og K3EDTA er, at K3 er en flydende opløsning i rørene, hvorimod K2 er en flydende opløsning, der er spraycoatet i rørene. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummipropen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, K3EDTA
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Lilla
Features	Med Hemogard lukning
Materiale	Plast
Længde/dybde	75 mm
Diameter	13 mm
Rumindhold, brutto	3 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	43 cm	18 cm	30.5 cm	50382903688574
pk	100 stk	18 cm	15 cm	8.5 cm	
stk	1 stk				30382903688570



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.