


BD Vacutainer® Kanyler



BD Vacutainer® PrecisionGlide™ sterile kanyler kan anvendes til prøvetagning af flere rør. BD PrecisionGlide™ kanyler har et avanceret lavvinklet skråkantdesign og er belagt med silicone, et lavfriktions-smøremiddel, som sikrer meget skånsom og glidende indgang i blodåren. Individuel laserkontrol sikrer det højeste kvalitetsniveau, og en unik poleringsproces gør BD PrecisionGlide™ til den globale leder for skarphed. BD PrecisionGlide™ kanyler fås i størrelserne 20G, 21G eller 22G nål.

Kanyler til veterinær brug fås i størrelserne 18G eller 20G nål.

BD Vacutainer® Luer-adapter er sterilt udstyr designet til anvendelse sammen med et kateter eller en hypodermisk nål, samt engangsholder, til udtagning af blod med BD Vacutainer® blodprøverør. De egner sig også ideelt til anvendelse sammen med enhver hun-luerfitting.

BD art nr	Tykkelse	Længde	Farvekode	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® PrecisionGlide™ multi-rør kanyler				
360210	22G (0,7 mm)	1" (25 mm)		100/1000
360211	22G (0,7 mm)	1,5" (38 mm)		100/1000
360212	21G (0,8 mm)	1" (25 mm)		100/1000
360213	21G (0,8 mm)	1,5" (38 mm)		100/1000
360214	20G (0,9 mm)	1" (25 mm)		100/1000
360215	20G (0,9 mm)	1,5" (38 mm)		100/1000
BD Vacutainer® kanyler (veterinær)				
360747	18G (1,0 mm)	1" (25 mm)		100/1000
360748	18G (1,0 mm)	1,5" (38 mm)		100/1000
BD Vacutainer® Luer-adapter				
367300	N/A	N/A		100/1000