



Varenummer 228801

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer, grøn, 21G, x1½, 0,8 x 38mm, Precision Glide kanyle

✓ Belagt med silikone og et lavfriktions-smøremiddel



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer kanyler kan anvendes til prøvetagning i et eller flere blodprøvetagningsrør og har et avanceret lavvinklet skrånkantdesign. Belagt med silikone, et lavfriktions-smøremiddel, som sikrer meget skånsom og glidende indgang i blodåren. Individuel laserkvalitetskontrol sikrer det højeste kvalitetsniveau af kanylens skarphed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Grøn
Features	X1½, 0,8 x 38mm, Precision Glide kanyle
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	40 cm	16 cm	13.8 cm	50382903602136
pk	100 stk	12.5 cm	7.9 cm	7 cm	30382903602132
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.