



Varenummer 228803

Kanyleholder, BD Vacutainer, transparent

✓ Af plast til rør med 13mm og 16mm



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer® engangsholderen er kompatibel med hele BD Vacutainer® blodopsamlingssystemet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleholder
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Sekundær farve	Transparent
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	38 cm	30 cm	35 cm	50382903648158
pk	250 stk	49 cm	31 cm	8 cm	30382903648154
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.