



Varenummer 228804

## Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer Safety-Lok, grøn, 21G, 0,8 x 19mm, 18cm slange, steril



### Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Safety-Lok blodprøvetagningsset er sterile lukkede systemer til blodprøvetagning af vanskelige vener som f.eks. på bagsiden af hånden eller hos patienter med svage vener. Efter venepunkturen skubbes den integrerede sikkerhedshætte over kanylen og dækker den helt, hvilket gør at den beskytter mod stikskader. BD Vacutainer Safety-Lok er beregnet til blodprøvetagning og til kortvarige infusioner. Godkendt til en liggetid på op til 2 timer.

STERILE

### Specifikationer

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                    | Blodprøvetagningskanyle  |
| Varemærke                            | BD   |
| Vareserie                            | Vacutainer Safety-Lok  |
| Farve                                | Grøn   |
| Features                             | 0,8 x 19mm, 18cm slange, steril  |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyle | 21G  |
| Certifikater                         | CE.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse IIa   |
| Direktiver, lovgivning og regler     | 93/42/EEC  |
| Holdbarhed                           | 3 år   |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt             | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN            |
|-------|------------|--------|---------|-------|----------------|
| kl    | 200 stk    | 40 cm  | 26 cm   | 15 cm | 50382903672825 |
| pk    | 50 stk     | 25 cm  | 12.5 cm | 10 cm |                |
| stk   | 1 stk      |        |         |       |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE