

Varenummer 228805

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer Safety-Lok, blå, 23G, 0,6 x 19mm, 18cm slange, steril



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer, Safety-Lok-blodopsamlingsæt med sikkerhedsgenlukningslåg og Luer-adapter. Anbefales til pædiatrisk brug.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Safety-Lok
Farve	Blå
Features	0,6 x 19mm, 18cm slange, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	23G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	40 cm	26 cm	15 cm	50382903672849
pk	50 stk	25 cm	12.5 cm	10 cm	30382903672845
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE