



Varenummer 228806

Urinanalyserør, BD Vacutainer, 4 ml, gul, med borsyre, med Hemogard lukning



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinanalyserør
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Gul
Features	Med borsyre, med Hemogard lukning
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	4 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	18 cm	15 cm	8.5 cm	30382903649588
stk	1 stk				30382903649588



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.