



Varenummer 228807

Urinanalyserør, BD Vacutainer, 9,5 ml,
gul, konisk bund, uden additiv



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinanalyserør
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Gul
Features	Konisk bund, uden additiv
Længde/dybde	10 cm
Diameter	1.6 cm
Rumindhold, brutto	9.5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	20.5 cm	17.5 cm	11 cm	
stk	1 stk				30382903650003



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.