

BD Vacutainer® Urin



BD Vacutainer® urinprodukter udgør et standardiseret system til urinprøveopsamling og -transport, og har de samme fordele som et lukket blodindsamlingsystem. Til urinalyse findes rør, overførselsenhed, samt opsamlingskop og 24-timers beholder (begge med indbygget overførselsenhed). til mikrobiologi fås rør med overførselsenhed og en 24-timers beholder. På indsamlingsstedet overføres urinprøven direkte fra prøvekoppen eller 24-timers beholderen til et evakueret rør. BD Vacutainer® lukket system til urinalyse reducerer håndtering og minimerer risikoen for kontakt med prøven.

BD art nr	Beskrivelse	Farve	Vol (ml)	Størrelse (mm)	Æske/karton mængde
-----------	-------------	-------	----------	----------------	--------------------

Urinalyserør i plastik

368500	Rund bund, BD Hemogard™ beige prop		4	13 x 75	100/1000
368501	Rund bund, BD Hemogard™ beige prop		6	13 x 100	100/1000
364992	Konisk bund, trad. rød/gul prop , tilsat prøvestabilisator		8	16 x 100	100/1000
365000	Konisk bund BD Hemogard™, beige prop		9.5	16 x 100	100/1000
364938	Rund bund/traditionel gul prop		10	16 x 100	100/1000
364915	Rund bund, BD Hemogard™ beige prop		11	16 x 100	100/1000

Urinalyserør i plastik til mikrobiologi, tilsat additiv til bakteriel konservering

364958	BD Hemogard™ gulgrøn prop		4	13 x 75	100/1000
364959	BD Hemogard™ gulgrøn prop, inkl. overførselsenhed		4	16 x 75	100/1000
364944	BD Hemogard™ gulgrøn prop, inkl. overførselsenhed		10	16 x 100	100/1000
364955	BD Hemogard™ gulgrøn prop		10	16 x 100	100/1000

BD art nr	Beskrivelse	Vol (ml)	Æske/karton mængde
-----------	-------------	----------	--------------------

Tilbehør

364941	Prøveopsamlingskop af plastik, inkl. overførselsenhed	 20ml	200
364982	24-timers beholder af plastik, inkl. overførselsenhed	 Liter	40
364940	Overførselsenhed		1000

Kontakt os venligst, hvis De ønsker kopier af BDs kliniske studier BD Vacutainer® Urine Tubes.

