



Varenummer 228809

Prøveopsamlingskop, BD Vacutainer, 120 ml



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin. BD Vacutainer™ urinprøveopsamlingsbæger er en steril plastikopsamlingskop med en kapacitet på 120 ml, med skruelukning og integreret overførselsenhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Prøveopsamlingskop
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Diameter	1.3 cm
Rumindhold, brutto	120 ml
Inkluderet tilbehør	Inkl. overførselsenhed.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	53 cm	40.5 cm	43.5 cm	
pk	100 stk	52.7 cm	31.7 cm	40.6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.