



Varenummer 228822

Fingerringssav, 17cm, usteril

Produktbeskrivelse

Anvendes til oversavning af fingerringe, f.eks. ved patienter med hævelse i fingre pga. fraktur, forstuvning, væskeophobning eller lign. Må kun anvendes til sølv og guld ringe. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerringssav
Features	Usteril
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, DIN 1.4021
Længde/dybde	17 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14.5 cm	5 cm	4 cm	5703538172397