



Varenummer 228823

Klinge, til fingerringssav, usteril, flergangs

Produktbeskrivelse

Anvendes som klinge til fingerringssav. Må kun bruges til sølv og guld ringe. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Klinge
Features	Til fingerringssav, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	3 cm	3 cm	0.2 cm	