



Varenummer 228827

Sutursaks, 12cm, lige, spids/spids



Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer hvorsuturmateriale er meget hårde og ødelægger skarpheden på almindelige sakse. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Lige, spids/spids
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	12.5 cm	7 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.