




Varenummer 228830

Personvægt, Beurer Elegant, 30x30x2cm, max 150 kg

- ✓ Max 150 kg
- ✓ Stort display

Produktbeskrivelse

Breurer glasvægt, med kapacitet på 150 kg, graduering 100 g, stort letlæseligt LCD-display

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Beurer Elegant
Features	Max 150 kg
Graduering	100 g
Materiale	Glas
Længde/dybde	30 cm
Bredde	30 cm
Højde	2 cm
Inkluderet tilbehør	2 stk CR2032 batterier.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	33.8 cm	33.5 cm	15.6 cm	4052095755408
stk	1 stk				4211125755409