



Varenummer 228831

Tampontang, Gross-Meyer, 25cm,
rustfrit stål, lige



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med GU. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tampontang
Varemærke	Gross-Meyer
Features	Lige
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	25 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	8 cm	0.6 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.