

Varenummer 228835

Næsepolypslynge, 7,5cm, Ø0,2mm, usteril

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med fjernelse af næsepolypper. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Næsepolypslynge
Features	Usteril
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	0.2 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	4 cm	12 cm	0.2 cm	
stk	1 stk				

