



Varenummer 228852

Tungeholder, 5,5cm, grå, usteril, str.0, spædbarn, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med intubering eller kramper. Farvekodet konnektor giver sikker identificering af korrekt størrelse.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungeholder
Farve	Grå
Features	Usteril, str.0, spædbarn
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	5.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	23.4 cm	14.5 cm	8.8 cm	5030267045280
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.