



Varenummer 228862

**Cryopatron, CryoAlfa Super, N20, 25 g,
25 g**



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med bortfrysning af vorter. Konstant behandlingstemperatur -89° C. Behandlingstid 10-12 sek. Frysedybde i huden max. 3 mm. Kan anvendes til voksne og børn. Patronerne passer til CryoAlfa SUPER pen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryopatron
Varemærke	CryoAlfa
Vareserie	Super
Features	N20, 25 g
Vægt, brutto	25 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	27.6 cm	27.3 cm	11.8 cm	
pk	10 stk	13.5 cm	5.2 cm	11.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan forårsage eller medvirke til brand i andre materialer.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.