

Varenummer 228863

Cryopatron, CryoAlfa Perfect, N2O, sikkerhedsventil, 16 g, 16 g



CE

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med bortfrysning af vorter. Konstant behandlingstemperatur -89° C. Patronerne passer til Cryo Perfect frysepen. Patronen har indbygget sikkerhedsventil



Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryopatron
Varemærke	CryoAlfa
Vareserie	Perfect
Features	N2O, sikkerhedsventil, 16 g
Vægt, brutto	16 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	10 cm	4.5 cm	10 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan forårsage eller medvirke til brand i andre materialer.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.