

Varenummer 228869

Løs Applikator, CryoAlfa Super



CE

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med frysning af vorter. Konstant behandlingstemperatur -89°C . Behandlingstid 10-12 sek. Frysedybde i huden max. 3 mm. Kan anvendes til voksne og børn.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Løs Applikator
Varemærke	CryoAlfa
Vareserie	Super
Diameter	1 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8.6 cm	4.2 cm	2.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan forårsage eller medvirke til brand i andre materialer.