



Varenummer 228872

Sonde, Bowmann, 15cm, rustfrit stål,
Fig. 0000/000

Produktbeskrivelse

Bowman sonde, dobbelt endede, anvendes i forbindelse med dilatation af tårevejskanalen. Fig. 0000/000 = 0,5 mm/0,6 mm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sonde
Varemærke	Bowmann
Features	Fig. 0000/000
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	15 cm
Vægt, netto	1 g
Vægt, brutto	1 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15.2 cm	40 cm	0.2 cm	5703538361937