



Varenummer 228875

Pulstæller, 1/2 minut, med clips, lommeformat

Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af puls, kan anbringes i lommen eller på tøjet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulstæller
Features	1/2 minut, med clips, lommeformat
Ingredienser/sammensætning	Messing, nickel-lakeret, glas, sand-fylding
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	1.3 cm	1.3 cm	4052919049942