



Varenummer 228878

Blodprøvetagningskanyle, BD Push Button, 30cm, grøn, 21G, med luer monteret på engangsholder

✓ Sikkerhedslåses med et tryk



Produktbeskrivelse

Blodprøvetagningskanyle med sikkerhedsanordning. Med et tryk på en knap at trækkes kanyle automatisk ud af venen og gemmes i produktet - dette giver øjeblikkelig beskyttelse mod stikskader

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Push Button
Farve	Grøn
Features	Med luer monteret på engangsholder
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Længde/dybde	30 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	68.5 cm	18 cm	21 cm	50382903686570
pk	20 stk	20.5 cm	17.5 cm	13.5 cm	30382903686576
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.