

BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt



BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt aktiveres og kanylen sikkerhedslåses permanent, ved et enkelt tryk på en knap. Denne unikke teknologi betyder, at kanylen automatisk trækkes ud af venen og gemmes i produktet - dette giver øjeblikkelig beskyttelse mod stikskader.

BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt giver sikker og præcis aktivering af sikkerhedsmekanismen, mens kanylen er i venen.

- Aktivering af sikkerhedsmekanismen bekræftes af et hørbart klik.
- Visuelt blodsignal ses tydeligt gennem den transparente enhed.
- Let at bruge, reducerer derfor behovet for oplæring.

BD art nr	Tykkelse	Længde	Farvekode	Æske/karton mængde
-----------	----------	--------	-----------	--------------------

BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt med Luer

367338	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm slange		50/200
367344	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm slange		50/200
367336	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm slange		50/200
367342	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm slange		50/200
367335	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm slange		50/200
367341	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm slange		50/200

BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt uden Luer adapter

367326	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm slange		50/200
367324	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm slange		50/200
367323	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm slange		50/200

BD Vacutainer® Push Button blodprøvetagningssæt med Luer monteret på engangsholder

367355	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm slange		20/100
368657	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm slange		20/100
367354	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm slange		20/100
368658	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm slange		20/100
367353	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm slange		20/100
367356	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm slange		20/100