

Varenummer 228880

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer Safety-Lok, grøn, 21G, 18cm slange, med formonteret holder



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer, Safety-Lok – sikkerhedssæt til blodprøvetagning med formonteret holder. På formonterede produkter er holderen allerede monteret og sommerfuglen skal derfor ikke manuelt skrues fast på holderen. En steril enkeltpakke gør det muligt, at arbejde i et sterilt miljø, f.eks. ved prøvetagning af blodkultur. Det sterile lukkede system reducerer risikoen for kontamination.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Safety-Lok
Farve	Grøn
Features	18cm slange, med formonteret holder
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	59.5 cm	34 cm	29.5 cm	50382903686549
pk	25 stk	32 cm	14 cm	13.5 cm	30382903686545



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.