


BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blodprøvetagningssæt



BD Vacutainer® Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt er sterile lukkede systemer til udtagning af blod fra vanskelige blodårer, f.eks. på håndens bagside, og de minimerer risikoen for falsk positive resultater ved indsamling af blodkulturer. BD Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt har en integreret sikkerhedsafskærmning, som permanent låses ned over nålen efter venepunktur. BD Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt har bevist deres effektivitet til at reducere nålestikskader, idet risikoen er reduceret til en tiendedel.

BD Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt fås med 21G, 23G eller 25G kanyler og fleksible latex-fri slanger i forskellige længder. De har store sommerfuglevinger, som giver enkel anvendelse.



BD art nr	Tykkelse	Længde	Farvekode	Æske/karton mængde
-----------	----------	--------	-----------	--------------------

BD Vacutainer® Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt med luer adapter

367282	0,8 mm (21G)	0,75" (19 mm), 7" (18 cm) slange		50/200
367286	0,8 mm (21G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		50/200
367284	0,6 mm (23G)	0,75" (19 mm), 7" (18 cm) slange		50/200
367288	0,6 mm (23G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		50/200
367295	0,5 mm (25G)	0,75" (19 mm), 7" (18 cm) slange		50/200

BD Vacutainer® Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt uden luer adapter

367246	0,8 mm (21G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		50/200
367286	0,6 mm (23G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		50/200
368383	0,5 mm (25G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		50/200

BD Vacutainer® Safety-Lok™ blodprøvetagningssæt monteret på engangsholder

368654	0,8 mm (21G)	0,75" (19 mm), 7" (18 cm) slange		25/200
368652	0,8 mm (21G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		25/200
368655	0,6 mm (23G)	0,75" (19 mm), 7" (18 cm) slange		25/200
368653	0,6 mm (23G)	0,75" (19 mm), 12" (30 cm) slange		25/200

1. Les Accidents d'Exposition au Sang aux HCL en 1998 - article; CDC - Prevention of NSI's in HCW's, 03/2000] 2.