

Varenummer 228887

Blodprøvetagningskanyle, BD Push Button, 30,5cm, grøn, 21G, med luer-adapter, steril



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Push Button-blodprøvetagningssæt med trykknop giver en øjeblikkelig beskyttelse af brugeren, da sikkerhedsmekanismen aktiveres i venen. Samtidig gøres aktivering af sikkerhedsmekanismen muligt med en hånd. Push Button-blodprøvetagningssæt kan både bruges til blodprøvetagning og til kortvarige infusioner op til 2 timers varighed.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Push Button
Farve	Grøn
Features	Med luer-adapter, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Længde/dybde	30.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	44 cm	28.5 cm	16 cm	50382903673440
pk	50 stk	27.5 cm	14.5 cm	11 cm	30382903673446
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE