

Varenummer 228891

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer Safety-Lok, grøn, 21G, 0,8 x 19mm, 30cm slange, steril



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Safety-Lok blodprøvetagningssæt er sterile lukkede systemer til blodprøvetagning af vanskelige vener som f.eks. på bagsiden af hånden eller hos patienter med svage vener. Efter venepunkturen skubbes den integrerede sikkerhedshætte over kanylen og dækker den helt, hvilket gør at den beskytter mod stikskader. BD Vacutainer Safety-Lok er beregnet til blodprøvetagning og til kortvarige infusioner. Godkendt til en liggetid på op til 2 timer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Safety-Lok
Farve	Grøn
Features	0,8 x 19mm, 30cm slange, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	40.5 cm	26.2 cm	14 cm	50382903672863
pk	50 stk	25 cm	12.5 cm	9.8 cm	30382903672869
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE