

Varenummer 228895

Blodprøvetagningsglas, K2EDTA, BD Vacutainer, 4 ml, mørklilla, plast, med Hemogard lukning

✓ Til hæmatologibestemmelser i fuldblod



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer EDTA-rør bruges til fuldblods- eller EDTA-plasmaprøver. Indeholder K2EDTA, som fungerer som koagulant. Forskellen mellem K2EDTA og K3EDTA er, at K3 er en flydende opløsning i rørene, hvorimod K2 er en flydende opløsning, der er spraycoatet i rørene. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, K2EDTA
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Sekundær farve	Mørklilla
Features	Med Hemogard lukning
Materiale	Plast
Længde/dybde	75 mm
Diameter	13 mm
Rumindhold, brutto	4 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1000 stk	43.2 cm	18.2 cm	30.7 cm	50382903688611
pk	100 stk	17.8 cm	15 cm	8.5 cm	30382903688617
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.