


Varenummer 228899

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer Eclipse Signal, sort, 22G, 0.7 x 25mm, med sikkerhed og holder



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Eclipse, enhåndsaktivering af sikkerhedsskjold, reducerer risikoen for nålestiksskade. Særligt er gældende for BD vacutainer Eclipse Signal denne er udstyret med inspektionskammer-kammer som giver øjeblikkelig bekræftelse af venøs adgang

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Eclipse Signal
Farve	Sort
Features	0.7 x 25mm, med sikkerhed og holder
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	22G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	35400 cm	17 cm	27 cm	
pk	50 stk	16 cm	13 cm	13 cm	30382903688365
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.