



Varenummer 228912

Kropsanalysevægt, Tanita SC330, sort, transportabel, max 270 kg



Produktbeskrivelse

Tanita SC330 er en transportabel professionel kropsanalysevægt med separat display, som har indbygget printer. Vægten udskriver følgende målinger: vægt, muskelmasse, kropsvæske i % og kg, BMI, fedtmasse, kropsfedt %, fedtfri masse, mængden af kropsfedt omkring maveregionen, knoglevægt, BMR (hvileforbrænding Basal Metabolisk Rat), fysisk alder (metabolisk alder), fysisk vurdering. Udover atletfunktion har Tanita SC330 også Goal Setter (GS) funktion, der beregner den mængde fedt, som skal forbrændes for at opnå den ønskede vægt. Målenøjagtighed +/-100 g, vægtinterval 100 g.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kropsanalysevægt
Varemærke	Tanita
Vareserie	SC330
Farve	Sort
Features	Transportabel, max 270 kg
Graduering	100 g
Længde/dybde	37.2 cm
Bredde	37.5 cm
Højde	102.4 cm
Vægt, netto	21.1 kg
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	89/336/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43 cm	43 cm	23.8 cm	5706511077108



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.