




Varenummer 228913

Kropsanalysevægt, Tanita BC545N, max 150 kg

Produktbeskrivelse

Tanita BC545N kropsanalysevægt giver et dybdegående og nøjagtigt billede af kroppens sammensætning på kun 10 sekunder. Segmenteret kropsanalyse viser kroppens komposition af fedt og muskelmasse i hver arm, ben og torso. Displayet, som kan løftes op, viser målingerne med tal og en let aflæst grafik. Mulighed for indtastning af målsætning for muskelmasse og fedtprocent i hver arm, ben og torso. Vægten viser/analyserer følgende features: vægt, kropsfedt % (5-99 år) samt sundhedsprofil for kropsfedt, total kropsvæske %, muskelmasse, vurdering af kropsbygning, vurdering af sundhedsniveau i forhold til fedt omkring maveregionen, knoglevægt (minerale), BMR basal metabolistisk rate (hvileforbrænding i kcal), metabolistisk alder, BMI og mængden af kropsfedt omkring maveregionen. Hukommelse for 5 personer med tid og dato, atletfunktion, vægtinterval 100 g, målenøjagtighed +/-100 g. Vægten bruger 4 stk. AA-batterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kropsanalysevægt
Varemærke	Tanita
Vareserie	BC545N
Features	Max 150 kg
Graduering	100 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	45.5 cm	38 cm	7 cm	4904785813953
stk	1 stk				