

Varenummer 229013

Kalibreringsprøjte, Vitalograph, 3 liter



Produktbeskrivelse

Anvendes som kalibreringsprøjte til bælgspirometre med mundstykkediameter på Ø28 - fx Vitalograph Model R og Model 2150.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kalibreringsprøjte
Varemærke	Vitalograph
Features	3 liter
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	62.8 cm	22 cm	18.2 cm	