

Welch Allyn Braun ThermoScan® PRO 6000 øretermometer

Produktspecifikationer:



Apparattype	Infrarødt øretermometer med engangsprober
Måletid	2 til 3 sekunder
Navnebeskyttet måleteknologi	ExacTemp™ understøtter pålideligheden og nøjagtigheden ved at registrere stabiliteten af placeringen af proben under måling
Vist temperaturinterval	20° C til 42,2° C
Ukorrigeret betjeningstilstand	Sætter termometeret i et mode, der kun registrerer vejledende øretemperatur (kræver ladestation)
Displaytype	Baggrundsbelyst display med flydende krystaller, fire tal plus specialikoner
Displayopløsning	0,1° C
Laboratorienøjagtighed	±0,2° C for intervallet 35,0° C til 42,0° C
Driftstemperatur	10,0° C til 40,0° C
Luftfugtighed ved drift	Op til 95 % ikke-kondenserende
Opbevaringstemperatur	-25° C til 55° C
Luftfugtighed under opbevaring	15-95 % ikke-kondenserende
Automatisk slukning	Ca. 10 sekunder efter seneste måling
Holdertyper	Lille enkelt boks (indeholder 20 prober), stor dobbelt boks (indeholder 40 prober)
Sikkerhedsindstilling—Elektronisk	Nedtælling af tidsinterval (kræver ladestation)
Sikkerhedsindstilling—Mekanisk	Stor holder til vægmontering og valgfrit spiralkabel til fastgøring
Andre funktioner	Knap til pulsmåling, hukommelse og C/F-konvertering
Valgfrit ekstraudstyr	Ladestation med genopladelig batteripakke, sikkerhedsfastgøring med spiralkabel
Batteri	2 × 1,5 V type AA (alkalisk) eller genopladelig batteripakke
Batterilevetid	1.000 målinger (AA alkalisk); 700 målinger ved fuld opladning Genopladelig batteripakke (kræver ladestation)
Vægt	100 g uden batterier
Mål	152 mm × 44 mm × 33 mm
Standarder	ASTM 1965-98, EN 12470-5:2003, MDD (93/42/EEC) Bilag II
Garanti	3 år (termometer, ladestation og genopladelig batteripakke)

Kontakt din lokale distributør eller lokale Welch Allyn-salgsrepræsentant på +3171 525 5000 for at få mere at vide om Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 øretermometer.