



Varenummer 229015

Basestation, Welch Allyn, til Braun thermoscan Pro 6000 øretermometer



Produktbeskrivelse

Ladestation med plads til 200 probecover. Batteripakke til Braun Thermoscan 6000 øretermometer inkluderet. Mulighed for elektroniske sikkerhedsindstillinger ved brug sammen med servicesoftwaren fra Welch Allyn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Basestation
Varemærke	Welch Allyn
Features	Til Braun thermoscan Pro 6000 øretermometer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.3 cm	16.2 cm	9.5 cm	14022167860009



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.