

Varenummer 229030

Skulderrem, The Alternative, sort, 55-75 cm

Produktbeskrivelse

Skulderrem til lægetasken The Alternative. Længdejusterbar fra 55-75 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skulderrem
Varemærke	The Alternative
Farve	Sort
Features	55-75 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	40 cm	12.5 cm	5 cm	